


Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Cd123 (IL3R α) Para Citometría De Flujo - P26951

Número de artículo: CM0009158



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD123 humano, la subunidad alfa del receptor de IL-3. Validado para citometría de flujo, adecuado para estudiar células progenitoras hematopoyéticas y la señalización de IL-3.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Conejo anti-Humano CD123
Observaciones/Alias	IL3R; CD123; IL3RX; IL3RY; IL3RAY; hIL-3Ra; IL-3R-alfa
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3563
GeneID	3563
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P26951
Peso proteico	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo