

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd124/IL-4R α Humano Para Fc - P24394

Número de artículo: CM0010477



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo conjugado con dirigido contra CD124/IL-4R α humano. Para investigación mediante citometría de flujo sobre la señalización de IL-4/IL-13, la diferenciación Th2 y la inflamación alérgica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD124/IL-4R α humano
Observaciones/Alias	CD124; IL4RA; IL-4RA
Especie	Humano
ID del gen (humano)	3566
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-232 de CD124/IL-4R α humano (NP_000409.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P24394
Peso de la proteína	26kDa/88kDa/90kDa
Envío	Bolsa de hielo