

Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Cd124/IL-4Rα Para Citometría De Flujo - P24394

Número de artículo: CM0011802



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD124/IL-4Rα humano, validado para citometría de flujo. Adecuado para detectar la subunidad alfa del receptor de IL-4 en células T activadas y estudios de inflamación alérgica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-Humano CD124/IL-4Rα
Observaciones/Alias	CD124; IL4RA; IL-4RA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3566
GeneID	3566
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-232 del CD124/IL-4Rα humano (NP_000409.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF (Citometría de Flujo)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P24394
Peso Molecular de la Proteína	26kDa/88kDa/90kDa
Envío	Bolsa de hielo