


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd134/Ox40 Humano (Pe) Para Citometría De Flujo - P43489

Número de artículo: CM0012560



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD134/OX40 humano, validado para citometría de flujo. Este receptor coestimulador es clave para la investigación de la inmunidad de las células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD134/OX40 humano conjugado con PE
Observaciones/alias	OX40; ACT35; CD134; IMD16; TXGP1L
Especie	Humano
GeneID	7293
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-216 de CD134/OX40 humano (NP_003318.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P43489
Peso de la proteína	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo