

Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Cd138 Pe Para Citometría De Flujo - P18827

Número de artículo: CM0011867



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD138/Sindecano-1 humano, conjugado con PE, adecuado para citometría de flujo (FC). Diseñado para uso en investigación en estudios de cáncer e inmunología que involucran biología de exosomas y análisis de proteoglicanos de superficie celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo Anti-Humano CD138 PE
Observaciones/Alias	SDC; CD138; SYND1; sindecano
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	6382
ID Gen	6382
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-251 del CD138/Sindecano-1 humano (NP_002988.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P18827
Peso Molecular de la Proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo