

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd138/Syndecan-1 Humano (Conjugado) Para Citometría De Flujo - P18827

Número de artículo: CM0009925



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado a de alta calidad dirigido contra CD138/Syndecan-1 humano (SWISS: P18827). Validado para citometría de flujo (FC), adecuado para el estudio de proteoglicanos de superficie celular en biología de exosomas y membranas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Conejo anti-CD138/Syndecan-1 humano
Observaciones/Alias	SDC; CD138; SYND1; syndecan
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	6382
ID del gen	6382
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-251 de CD138/Syndecan-1 humano (NP_002988.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P18827
Peso de la proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo