

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd138/Sindecano-1 Humano Conjugado Con Para Citometría De Flujo - P18827

Número de artículo: CM0012725



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD138/Sindecano-1 humano conjugado con para detección directa por citometría de flujo. Se dirige a un proteoglicano de superficie celular involucrado en la biogénesis de exosomas y las interacciones célula-matriz. Validado en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD138/Sindecano-1 humano
Observaciones/Alias	SDC, CD138, SYND1, sindecano
Especies	Humano
GeneID	6382 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-251 del CD138/Sindecano-1 humano (NP_002988.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpo Monoclonal
Aplicación	FC (Citometría de Flujo)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P18827
Peso Proteico	32 kDa
Envío	Bolsa de hielo