


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd140B/Pdgfrβ Humano Para Citometría De Flujo - P09619

Número de artículo: CM0005939



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD140b/PDGFRβ humano, validado para citometría de flujo. Una herramienta de investigación para estudiar la señalización del receptor de PDGF, el desarrollo vascular y la migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Rabbit anti-Human CD140b/PDGFRβ mAb
Observaciones/Alias	PDGFRB; CD140B; IBGC4; IMF1; JTK12; KOGS; PDGFR; PDGFR-1; PDGFR1; PENTT; receptor beta del factor de crecimiento derivado de plaquetas
Especie	Humano
GeneID	5159
Inmunógeno	Proteína recombinante - Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 33-530 de CD140b/PDGFRβ humano (NP_002600.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	Citometría de Flujo (FC)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P09619
Peso Proteico	37 kDa / 123 kDa
Envío	Bolsa de hielo