


Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Cd141/Trombomodulina Para Citometría De Flujo - P07204

Número de artículo: CM0010263



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado contra CD141/Trombomodulina humana, validado para citometría de flujo. Reconoce el receptor de células endoteliales involucrado en la coagulación y la inflamación. Ideal para investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CD141/Trombomodulina mAb
Observaciones/Alias	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7056
GeneID	7056
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-515 de CD141/Trombomodulina humana (NP_000352.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P07204
Peso Molecular	60kDa
Envío	Bolsa de hielo