


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd146 Humano () Para Citometría De Flujo - P43121

Número de artículo: CM0009829



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD146 conjugado a para la detección por citometría de flujo de CD146/MUC18 humano en investigación de endotelio y melanoma. Válido como suministro de materias primas para IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-CD146 Humano mAb
Observaciones/Alias	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MeICAM
Especie	Humano
ID de Gen	4162
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P43121
Peso Proteico	72kDa
Envío	Bolsa de hielo