

Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Cd150/Slam () Para Fc - Q13291

Número de artículo: CM0012259



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD150/SLAM (SLAMF1) humano para citometría de flujo. Adecuado para el estudio de la señalización inmune mediada por SLAM, la activación de células T/B y las interacciones con el receptor del virus del sarampión.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Rabbit anti-Human CD150/SLAM mAb
Observaciones/Alias	SLAM; CD150; CDw150
Especie	Humano
GeneID	6504
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-237 de CD150 humano (NP_003028.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q13291
Peso de la proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo