

Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Cd152/Ctla-4 Para Fc (Intra) - P16410

Número de artículo: CM0005796



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano CD152/CTLA-4 de alta calidad para citometría de flujo intracelular (FC intra). Dirigido al receptor inhibidor de células T CTLA-4, validado para muestras humanas. Ideal para investigación en IVD e inmuno-oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Humano CD152/CTLA-4
Observaciones/Alias	CD; GSE; GRD4; ALPS5; CD152; CTLA-4; IDDM12; CELIAC3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1493
GeneID	1493
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 37-162 del CD152/CTLA-4 humano (NP_005205.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P16410
Peso Proteico	6kDa/8kDa/19kDa/24kDa
Envío	Bolsa de hielo