

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd153 Humano Para Citometría De Flujo - P32971

Número de artículo: CM0010742

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con que reconoce CD153 humano (ligando de CD30). Validado para citometría de flujo; adecuado para estudiar la proliferación de células T y las respuestas inmunitarias mediadas por CD30/CD153.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD153 humano
Observaciones/Alias	CD153; CD30L; CD30LG; TNLG3A
Especie	Humano
ID del gen (humano)	944
ID del gen	944
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 63-234 de CD153 humano (NP_001235.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P32971
Peso de la proteína	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo