

Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Cd158 (Kir2DL1/S1/S2/S3/S5) Para Citometría De Flujo - Q14954 / Q14953 / Q14952 / P43631 / P43626

Número de artículo: CM0010052

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con fluoróforo dirigido contra el CD158 humano (KIR2DL1/S1/S2/S3/S5). Validado para citometría de flujo, permite estudios de perfilado de receptores de células NK e inmunofenotipado.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Humano CD158 (KIR2DL1/S1/S2/S3/S5)
Observaciones/Alias	NKAT9; CD158G CD158A NKAT1; CD158H; CD158J; NKAT5
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3810/3808/3806/3802/100132285
ID del Gen	3810/3808/3806/3802/100132285
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-245 del CD158 humano (NP_055327.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	Citometría de Flujo (FC)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q14954/Q14953/Q14952/P43631/P43626
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo