

Anticuerpo Monoclonal Anti-Human Cd158A/Kir2DL1 () Para Citometría De Flujo - P43626

Número de artículo: CM0010660



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD158a/KIR2DL1 humano (p58.1, NKAT1). Validado para citometría de flujo (FC). Utilizado en estudios de inhibición de células NK, puntos de control inmunitario y señalización de receptores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Human CD158a/KIR2DL1 mAb
Observaciones/Alias	NKAT; NKAT1; p58.1; CD158A; KIR221; NKAT-1; KIR-K64; KIR2DL3
Especie	Humano
ID de Gen	3802
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-245 del CD158a/KIR2DL1 humano (NP_055033.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P43626
Peso Proteico	38kDa/41kDa
Envío	Bolsa de hielo