

Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Cd15/Ssea-1 Para Citometría De Flujo - P22083

Número de artículo: CM0008097

Introducción

Anticuerpo monoclonal ratón anti-humano CD15/SSEA-1 para citometría de flujo. Reconoce el antígeno Lewis X (CD15) en células humanas; peso proteico ~59 kDa. Adecuado para estudios de inmunofenotipaje de leucocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ratón anti-Humano CD15/SSEA-1 mAb
Observaciones/Alias	LeX; CD15; ELFT; FCT3A; FUTIV; SSEA-1; FUC-TIV
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2526
ID de Gen	2526
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintetizado derivado de CD15/SSEA-1 humano.
Fuente	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P22083
Peso Proteico	59 kDa
Envío	Bolsa de hielo