


Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Cd166/Alcam Para Citometría De Flujo - Q13740

Número de artículo: CM0009061



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a CD166/ALCAM humano (SWISS: Q13740), validado para citometría de flujo. Ideal para estudios inmunológicos que involucran activación de linfocitos T, adhesión celular e investigación de hematopoyesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Rabbit anti-Human CD166/ALCAM mAb
Observaciones/Alias	MEMD; CD166
Especie	Humano
GeneID (Humano)	214
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-526 de CD166/ALCAM humano (NP_001618.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q13740
Peso Proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo