


Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Cd166/Alcam Para Citometría De Flujo - Q13740

Número de artículo: CM0011733



Introducción

Anticuerpo monoclonal Conejo anti-Humano CD166/ALCAM validado para Citometría de Flujo (FC). Reacciona con Humano. Inmunógeno recombinante. Reconoce ALCAM/CD166, un marcador para la activación de células T y la investigación de células madre. Ideal para estudios de adhesión de células inmunes y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CD166/ALCAM mAb
Observaciones/Alias	MEMD; CD166
Especie	Humano
GenelD (Humano)	214
GenelD	214
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-526 del CD166/ALCAM humano (NP_001618.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q13740
Peso Proteico	15kDa/33kDa/63kDa/65kDa
Envío	Bolsa de hielo