


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd170/Siglec-5 Humano Para Fc - O15389

Número de artículo: CM0011323



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra CD170/Siglec-5 humano, conjugado con ABflo 594, para citometría de flujo. Se une específicamente a CD170 en células mieloides, lo que permite la inmunofenotipificación y los estudios de unión al ácido siálico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	anticuerpo de conejo anti-CD170/Siglec-5 humano
Observaciones/Alias	CD170; OBBP2; CD33L2; OB-BP2; SIGLEC-5
Especie	Humana
GeneID (humano)	8778
GeneID	8778
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-434 de CD170/Siglec-5 humano (NP_003821.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	O15389
Peso de la proteína	61 kDa
Envío	Bolsa de hielo