


Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Cd172A/Sirpα Para Fc - P78324

Número de artículo: CM0008744



Introducción

mAb de conejo anti-Humano CD172a/SIRPα para citometría de flujo. Validado para reactividad cruzada humana, dirigido a la proteína SIRPα de 55kDa, Swiss-Prot P78324.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-Humano CD172a/SIRPα
Observaciones/Alias	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	140885
GeneID	140885
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-370 del CD172a/SIRPα humano (NP_542970.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P78324
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo