

Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Cd172B (Sirp-Beta-1) Para Citometría De Flujo - O00241

Número de artículo: CM0010049



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano CD172b conjugado con , específico para CD172b humano, validado para citometría de flujo (FC). Adecuado para estudios de activación de células mieloides y regulación negativa de la señalización acoplada a receptores tirosina quinasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo anti-Humano CD172b
Observaciones/Alíase	CD172b; SIRP-BETA-1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10326
ID del Gen	10326
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-371 del CD172b humano (NP_006056.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O00241
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo