

Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Cd177 Para Citometría De Flujo - Q8N6Q3

Número de artículo: CM0011199

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD177 humano (HNA-2a, PRV-1). Validado para citometría de flujo (FC) con especificidad para humanos. Ideal para el análisis de subconjuntos de neutrófilos en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CD177 mAb
Observaciones/Alias	CD177; HNA-2a; HNA2A; NB1; NB1 GP; PRV-1; PRV1; NB1GP; antígeno CD177
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57126
GeneID	57126
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-407 del CD177 humano (NP_065139.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8N6Q3
Peso Proteico	15kDa/27kDa/46kDa
Envío	Bolsa de hielo