


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd1C Humano Para Citometría De Flujo - P29017

Número de artículo: CM0011374



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD1c humano para citometría de flujo. Reconoce una molécula presentadora de antígenos lipídicos expresada en timocitos y leucemias de células T. Validado en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD1c humano
Observaciones/Alias	R7; CD1; CD1A; BDCA1
Especie	Humana
GenelD (humano)	911
GenelD	911
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-298 de CD1c humano (NP_001756.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P29017
Peso proteico	38 kDa
Envío	Bolsa de hielo