


Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Cd2 () Para Citometría De Flujo - P06729

Número de artículo: CM0010788



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano CD2 conjugado con para citometría de flujo. Detecta el antígeno de superficie CD2 (LFA-2, T11) en células T y NK. Swiss-Prot P06729.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CD2 mAb
Observaciones/Alias	T11; SRBC; LFA-2
Especie	Humano
ID de Gen	914
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-209 del CD2 humano (NP_001758.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P06729
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo