

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd2 Humano () Para Citometría De Flujo - P06729

Número de artículo: CM0010716



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el CD2 humano, optimizado para citometría de flujo. Ideal para estudiar la adhesión y activación de células T, e inmunofenotipado. Validado para reactividad humana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD2 humano
Alias	T11, SRBC, LFA-2
Especie	Humano
ID del gen	914
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-209 del CD2 humano (NP_001758.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P06729
Peso proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo