


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd201/Epcr Humano Para Fc - Q9Unn8

Número de artículo: CM0010208



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD201/EPCR humano (receptor de proteína C endotelial) para citometría de flujo. Adecuado para investigar la vía de la proteína C en la coagulación y la hemostasia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD201/EPCR humano conjugado con
Observaciones/Alias	PROCR; CCCA; CCD41; EPCR; receptor de la proteína C
Especie	Humana
ID del gen	10544
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-210 de CD201/EPCR humano (NP_006395.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9UNN8
Peso de la proteína	27 kDa
Envío	Bolsa de hielo