

Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Cd225/Ifitm1 Para Citometría De Flujo (Intracelular) - P13164

Número de artículo: CM0008203

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano CD225/IFITM1 conjugado con , validado para citometría de flujo intracelular. Esta proteína transmembrana inducida por interferón restringe la entrada viral y está sobreexpresada en múltiples cánceres. Ideal para investigación antivírica y oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-Humano CD225/IFITM1
Observaciones/Alias	IFITM1; 9-27; CD225; DSPA2a; IFI17; LEU13; proteína transmembrana inducida por interferón 1
Especie	humano
GeneID	8519
Immunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia dentro de los aminoácidos 1-80 del CD225/IFITM1 humano (NP_003632.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	Citometría de Flujo (Intracelular)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P13164
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo