

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd225/Ifitm1 Humano () Para If/Icc Y Citometría De Flujo - P13164

Número de artículo: CM0010811

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD225/IFITM1 humano, validado para inmunofluorescencia y citometría de flujo intracelular. Adecuado para investigaciones en virología y oncología; detecta una proteína de 14 kDa (P13164).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD225/IFITM1 humano
Observaciones/Sinónimos	9-27; CD225; IFI17; LEU13; DSPA2a
Especie	Humana
GeneID	8519
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia dentro de los aminoácidos 1-80 de CD225/IFITM1 humano (NP_003632.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC (intra)
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P13164
Peso molecular	14 kDa
Envío	Bolsa de hielo