


Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Cd226/Dnam-1 Para Citometría De Flujo - Q15762

Número de artículo: CM0004690



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra CD226/DNAM-1 (DNAM-1) humano, validado para citometría de flujo. El inmunógeno abarca el dominio extracelular (aa 19-247). Reacciona de forma cruzada con humano. Ideal para estudiar la adhesión de células inmunes y la citotoxicidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CD226/DNAM-1 mAb
Observaciones/Alias	PTA1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10666
GeneID	10666
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-247 del CD226/DNAM-1 humano (NP_006557.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q15762
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo