

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd239/Bcam Humano () Para Citometría De Flujo - P50895

Número de artículo: CM0012086



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD239/BCAM humano, conjugado con . Validado para citometría de flujo. El objetivo es una molécula de adhesión celular con funciones en migración e invasión.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD239/BCAM humano
Observaciones/Alias	BCAM
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	4059
ID del gen	4059
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-547 del CD239/BCAM humano (NP_005572.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P50895
Peso proteico	67kDa
Envío	Bolsa de hielo