

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd24 Humano () Para If/Icc Y Cf - P25063

Número de artículo: CM0009274

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado contra CD24 humano, apto para inmunofluorescencia y citometría de flujo. Se dirige a una glicoproteína anclada a GPI involucrada en la activación, diferenciación y modulación inmunitaria de células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo anti-CD24 Humano
Observaciones/Alias	CD24A; CD24
Especie	Humano
GeneID (humano)	100133941
GeneID	100133941
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-80 del CD24 humano (NP_037362.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF/ICC, CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P25063
Peso Proteico	8kDa; 13kDa
Envío	Bolsa de hielo