

Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Cd244/2B4 Para Citometría De Flujo - Q9Bzw8

Número de artículo: CM0009759

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano CD244/2B4 conjugado a . Diseñado para citometría de flujo, este anticuerpo se dirige al receptor CD244 de la familia SLAM en células NK y T. UniProt Q9BZW8.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CD244/2B4 mAb
Observaciones/Alias	CD244; 2B4; NAIL; NKR2B4; Nmrk; SLAMF4; molécula CD244
Especie	Humano
GenelD	51744
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 22-221 del CD244/2B4 humano (NP_001160135.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	Citometría de Flujo
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9BZW8
Peso Proteico	30kDa/36kDa/41kDa
Envío	Bolsa de hielo