

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd27 Humano Para Citometría De Flujo - P26842

Número de artículo: CM0007791



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD27 humano conjugado con para la detección mediante citometría de flujo (FC) de CD27 humano, un antígeno de activación de las células T y receptor de control inmunitario. Dirigido al dominio extracelular (aa 21-192). 29 kDa.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb de conejo anti-CD27 humano                                                                                                   |
| Observaciones/alias | T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2                                                                                            |
| Especie             | Humano                                                                                                                           |
| GeneID (humano)     | 939                                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-192 de CD27 humano (NP_001233.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                         |
| Aplicación          | FC                                                                                                                               |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                                                           |
| SWISS               | P26842                                                                                                                           |
| Peso de la proteína | 29 kDa                                                                                                                           |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                   |