


Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Cd271/Ngfr Para Fc - P08138

Número de artículo: CM0008067



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado a , que reconoce específicamente el CD271/NGFR (p75NTR) humano. Validado para citometría de flujo, adecuado para detectar la expresión del receptor de neurotrofinas en estudios de células neuronales e inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-Humano CD271/NGFR mAb
Observaciones/Alias	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4804
GeneID	4804
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-250 del CD271/NGFR humano (NP_002498.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P08138
Peso Proteico	35kDa/45kDa
Envío	Bolsa de hielo