


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd271/Ngfr Humano () Para Citometría De Flujo - P08138

Número de artículo: CM0010960



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD271/NGFR humano conjugado con para citometría de flujo. Reacciona con el antígeno humano; detecta el receptor de baja afinidad del factor de crecimiento nervioso p75NTR, implicado en el desarrollo neuronal, la apoptosis y el ritmo circadiano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD271/NGFR humano
Observaciones/alias	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR
Especie	Humana
ID del gen (humano)	4804
ID del gen	4804
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-250 de CD271/NGFR humano (NP_002498.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P08138
Peso de la proteína	35 kDa/45 kDa
Envío	Bolsa de hielo