

Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Cd3 (Cd3E) Para Citometría De Flujo - P07766

Número de artículo: CM0004108

Introducción

Anticuerpo monoclonal ratón anti-humano CD3 para citometría de flujo (FC). Se dirige a la cadena épsilon del CD3 humano (CD3E), una subunidad clave del complejo receptor de células T-CD3 esencial para la inmunidad adaptativa. Adecuado para muestras humanas. P07766.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ratón anti-Humano CD3 mAb
Observaciones/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Especie	Humano
GeneID (Humano)	916
GeneID	916
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD3 humano
Fuente	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P07766
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo