

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd3 Epsilon Humano De Conejo Para Citometría De Flujo - P07766

Número de artículo: CM0008985



Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-CD3 epsilon humano de conejo validado para citometría de flujo. Se dirige a la cadena CD3 epsilon humana (23 kDa), parte del complejo TCR-CD3 esencial para la activación y el desarrollo de las células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	anticuerpo monoclonal anti-CD3 humano de conejo
Observaciones/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Especie	Humana
GeneID (humano)	916
GeneID	916
Inmunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-126 de CD3 humano (NP_000724.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P07766
Peso proteico	23 kDa
Envío	Bolsa de hielo