


Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Cd30 (Tnfrsf8) () Para Citometría De Flujo - P28908

Número de artículo: CM0009999



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano CD30 (TNFRSF8) conjugado a . Validado para citometría de flujo para detectar el receptor CD30 involucrado en el crecimiento y transformación de linfoblastos. Ideal para investigación de inmuno-oncología y linfoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CD30 mAb
Observaciones/Alias	TNFRSF8; CD30; DIS166E; Ki-1; miembro 8 de la superfamilia del receptor de TNF
Especie	Humano
GeneID	943
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-379 del CD30 humano (NP_001234.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P28908
Peso Proteico	14kDa/50kDa/63kDa
Envío	Bolsa de hielo