

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd300A Humano Para Citometría De Flujo - Q9Ugn4

Número de artículo: CM0011847



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD300a humano (CLM-8, IRp60, IGSF12), un receptor inhibidor en células NK, células T y mastocitos. Ideal para investigación mediante citometría de flujo (FC).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD300a humano
Observaciones/Alias	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	11314
ID de gen	11314
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-178 del CD300a humano (NP_009192.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9UGN4
Peso de la proteína	33kDa/20kDa/12kDa/16.5kDa
Envío	Bolsa de hielo