


Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Cd300F/Irem-1 Para Fc - Q8Tdq1

Número de artículo: CM0004341



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD300F/IREM-1 humano, validado para citometría de flujo. Reconoce el receptor inhibidor molécula 1 tipo CMRF35, implicado en la homeostasis inmune y la efereocitosis. Ideal para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Propiedad	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CD300F/IREM-1 mAb
Observaciones/Alias	CD300LF; CD300f; CLM-1; CLM1; IREM-1; IREM1; IgSF13; LMIR3; NKIR; molécula 1 tipo CMRF35
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	146722
ID de Gen	146722
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-156 del CD300F/IREM-1 humano (NP_620587.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8TDQ1
Peso Proteico	18kDa/21kDa/26kDa/32kDa
Envío	Bolsa de hielo