

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd303/Bdca-2 Humano Para Citometría De Flujo - Q8Wtt0

Número de artículo: CM0012483



Introducción

mAb de conejo anti-CD303/BDCA-2 humano para citometría de flujo. Detecta específicamente al miembro C de la familia de dominios de lectina tipo C (BDCA-2), un marcador de células dendríticas plasmacitoides. Óptimo para muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD303/BDCA-2 humano
Observaciones/Alias	DLEC; HECL; BDCA2; CD303; BDCA-2; CLECSF7; CLECSF11; PRO34150
Especie	Humano
GeneID	170482 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 45-213 de la CD303/BDCA-2 humana (NP_569708.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8WTT0
Peso de la proteína	21kDa/25kDa
Envío	Bolsa de hielo