


## Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd304/Neuropilina-1 Humano Para Fc - O14786

Número de artículo: CM0010685



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD304/Neuropilina-1 humana, validado para citometría de flujo. Desempeña funciones en la angiogénesis, guía de axones y actúa como factor huésped del SARS-CoV-2. Ideal para investigación en biología del desarrollo y enfermedades infecciosas.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | mAb conejo anti-humano CD304/Neuropilina-1                                                                                                         |
| Observaciones/Alias           | NRP1; BDCA4; CD304; NP1; NRP; VEGF165R; neuropilina-1                                                                                              |
| Especie                       | Humano                                                                                                                                             |
| GeneID (Humano)               | 8829                                                                                                                                               |
| GeneID                        | 8829                                                                                                                                               |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-644 de la CD304/Neuropilina-1 humana (NP_003864.5) |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                                             |
| Categoría                     | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                           |
| Aplicación                    | FC                                                                                                                                                 |
| Reactividad cruzada           | Humano                                                                                                                                             |
| SWISS                         | O14786                                                                                                                                             |
| Peso molecular de la proteína | 68kDa/71kDa/103kDa                                                                                                                                 |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                                     |