

Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Cd31/Pecam1 Para Fc - P16284

Número de artículo: CM0004335



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD31/PECAM1 humano, validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar la migración transendotelial de leucocitos, la adhesión de células endoteliales y las respuestas inflamatorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Humano CD31/PECAM1
Observaciones/Alias	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5175
GeneID	5175
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-601 del CD31 humano (NP_000433.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de Flujo)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P16284
Peso Molecular de la Proteína	83 kDa
Envío	Bolsa de hielo