


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd32 Humano Para Citometría De Flujo - P12318

Número de artículo: CM0012611



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD32 humano (FCGR2A). Adecuado para la detección mediante citometría de flujo del receptor Fc de IgG de baja afinidad en monocitos, neutrófilos y plaquetas. Reconoce el dominio extracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD32 humano
Observaciones/Alias	CD32; FCG2; FcGR; CD32A; CDw32; FCGR2; IGFR2; FCGR2A1; FcgammaRIIa
Especie	Humano
ID del gen (humano)	2212
ID del gen	2212
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 36-218 de CD32 humano (NP_001129691.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P12318
Peso de la proteína	35 kDa
Envío	Bolsa de hielo