

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd337/Nkp30 Humano Para If/Icc, Fc - O14931

Número de artículo: CM0008516



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD337/NKp30 humano (NCR3), validado para aplicaciones de IF/ICC y FC (intracelular). Reconoce el receptor 3 desencadenante de la citotoxicidad natural expresado en las células NK, implicado en la inmunidad antitumoral.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD337/NKp30 humano                                                                                 |
| Observaciones/Alias | NCR3; 1C7; CD337; LY117; MALS; NKp30; receptor 3 desencadenante de la citotoxicidad natural                                             |
| Especie             | Humana                                                                                                                                  |
| ID del gen          | 259197                                                                                                                                  |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-135 de CD337/NKp30 humano (NP_667341.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                  |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                |
| Aplicación          | IF/ICC, FC (intracelular)                                                                                                               |
| Reactividad cruzada | Humana                                                                                                                                  |
| SWISS               | O14931                                                                                                                                  |
| Peso de la proteína | 16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa                                                                                                     |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                          |