

Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Cd34 (Pe/Cianina7) Para Citometría De Flujo - P28906

Número de artículo: CM0004908

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cianina7 contra CD34 humano, validado para citometría de flujo. Se dirige al antígeno de células progenitoras hematopoyéticas, una glicoproteína de membrana de 41 kDa implicada en la adhesión celular y el homing de células madre.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE/Cianina7 Conejo anti-Humano CD34 mAb
Observaciones/Alias	CD34; molécula CD34; GIG3
Especie	Humano
ID de Gen	947
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 170-290 del CD34 humano (NP_001020280.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P28906
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo