


Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Cd352/Slamf6 Para Citometría De Flujo - Q96Du3

Número de artículo: CM0004756



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD352/SLAMF6 humano (miembro 6 de la familia SLAM). Validado para citometría de flujo, permite la detección de NTB-A en células NK, T y B para estudios de respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CD352/SLAMF6 mAb
Observaciones/Alias	SLAMF6; CD352; KALI; KALib; Ly108; NTB-A; NTBA; SF2000; miembro 6 de la familia SLAM
Especie	Humano
GeneID	114836 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-215 del CD352/SLAMF6 humano (NP_001171643.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q96DU3
Peso Proteico	24kDa/37kDa
Envío	Bolsa de hielo