


Anticuerpo Monoclonal Anti-Human Cd355/Crtam Para Citometría De Flujo - 095727

Número de artículo: CM0010651



Introducción

Anticuerpo monoclonal conejo anti-Human CD355/CRTAM para citometría de flujo. CD355/CRTAM media la adhesión celular heterófila regulando la activación de células T y NK, la citotoxicidad y la retención tisular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo anti-Human CD355/CRTAM
Observaciones/Alias	CD355
Especie	Humano
GeneID (Humano)	56253
GeneID	56253
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-287 de CD355/CRTAM humano (NP_062550.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	095727
Peso Proteico	22kDa/44kDa
Envío	Bolsa de hielo