


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd38 Humano Para Fc - P28907

Número de artículo: CM0009500



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD38 humano para aplicaciones de citometría de flujo (FC), validado para muestras humanas. Ideal para estudiar la ADP-ribosil ciclasa/hidrolasa de ADP-ribosa cíclica 1 (CD38) en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD38 humano
Observaciones/Alíase	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	952
GeneID	952
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 43-300 del CD38 humano (P28907).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P28907
Peso proteico	13kDa/34kDa
Envío	Bolsa de hielo