

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Cd39/Entpd1 Para Citometría De Flujo - P49961

Número de artículo: CM0005088

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado a para la detección por citometría de flujo del CD39/ENTPD1 humano, una ectonucleótido de membrana que regula la señalización de nucleótidos, expresada en linfocitos activados y tejidos endoteliales.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Conejo anti-Humano CD39/ENTPD1 mAb                                                                                                                                |
| Observaciones/Alias | CD39; SPG64; ATPDasa; NTPDasa-1                                                                                                                                   |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                            |
| GeneID (Humano)     | 953                                                                                                                                                               |
| GeneID              | 953                                                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 255-442 del CD39/ENTPD1 humano (NP_001767.3) . |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                                          |
| Aplicación          | FC                                                                                                                                                                |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                                                            |
| SWISS               | P49961                                                                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 58kDa                                                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                                    |